


# スピンカラム用ラック

## AR015-SC24



新発売

トミーの「マイクロチューブ」システム



新しいドーナツが仲間入り。



AR015-SC24はチューブのフタをラック壁面で支える構造となっているので、フタを開けたスピンカラムも安心してご使用になれます。

- 通常のマイクロチューブも使用可能。
- ラック・イン・ロータTMA-200/300に対応。
- 最大容量:2ml×24本
- 最高回転数:15,000rpm
- 最大遠心加速度:20,380G
- 価格:82,000円(税抜)

販売元

## 株式会社 トミー精工

本社	〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17	電話 03-5987-3111
和光事業所	〒351-0101 埼玉県和光市白子1-33-2	電話 048-466-7575
札幌	〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7	電話 011-728-1311
仙台	〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11	電話 022-273-5033
つくば	〒305-0067 つくば市館野382-1	電話 029-838-0811
神奈川	〒243-0025 厚木市上落合351-1	電話 046-220-5371
大阪	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6	電話 06-6305-3333
名古屋	〒480-1117 愛知県愛知郡長久手町喜婦嶽802	電話 0561-61-0250
福岡	〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8	電話 092-948-1712

製造元

## トミー工業 株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17

■価格および仕様、外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。