



ステンスカゴ ACA-700B (LPS-700・MPS-710用)




メEDIUM瓶




10000mL (1本)

5000mL (1本)

2000mL (3本)




1000mL (8本)




500mL (11本)

ステンスカゴ ACA-315B (LPS-500/300・MPS-510用)




メEDIUM瓶




10000mL (1本)

5000mL (1本)

2000mL (3本)




1000mL (5本)




500mL (8本)

※イラストはカゴ1段における検討図です。カゴを積み重ねて使用する際は、高さに注意し、カゴを重ねて使用できるかご確認ください。 ※詳細につきましては、現物にてご確認ください。


ステンレスコゴ ACA-700B (LPS-700・MPS-710用)




三角フラスコ



ステンレスコゴ ACA-315B (LPS-500/300・MPS-510用)



三角フラスコ



※イラストはカゴ1段における検討図です。カゴを積み重ねて使用する際は、高さに注意し、カゴを重ねて使用できるかご確認ください。 ※詳細につきましては、現物にてご確認ください。