

## NA-11 (スタンダードローター)

適用遠心機 : Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数 : 12,000 rpm


最大遠心加速度 : 22,540×G

チューブ穴角度 : 30 deg

最大半径 (Rmax) : 140 mm

最小半径 (Rmin) : 37 mm

ローター容量 : 250 ml チューブ×6本



### NA-11 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
250 	BEC	356011	62 × 120	PP	F	38,500	1	175	4	12,000	22,540 (140)	※1
		356013	62 × 120	PC	F	38,500	1	175	4	12,000	22,540 (140)	
250 	NAL	3120-0250PK	61.8 × 125.5	PPCO	F	13,200	1	175	4	9,100	12,960 (140)	※1
		3122-0250PK	61.8 × 125.2	PC	F	27,500	1	175	4	12,000	22,540 (140)	

※1 設定温度が25℃以下の場合のみ使用可能。