

NA-16 (スタンダードローター)

適用遠心機 : Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数 : 11,000 rpm [21:10,000]

最大遠心加速度 : 18,270×G (回転半径 135mm)


チューブ角度度 : 23 deg

最大半径(Rmax) : 144 mm

最小半径(Rmin) : 27 mm

ローター容量 : 500 ml チューブ×4本

[] 内は各機種の4℃維持回転数です。記載が無いものは表記の最高回転数で4℃維持可能です。



NA-16 使用チューブ一覧

[] 内は各機種の4℃維持回転数です。記載が無いものは表記の最高回転数で4℃維持可能です。

チューブ							BART コード	実容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
500 	TOM	ST5000-01 (SA0500-01)	69.5 × 157.0	SS	R	-	1	250	4	11,000 [21:10,000]	18,270 (135)	蓋なし
		ST5000-11 (SA0500-01)	69.5 × 172.0	SS	R	-		350	4			蓋付き
500 	BEC	355605	69 × 160	PC	F	18,600	4	350	4	10,500 [21:10,000]	17,750 (144)	
		355607	69 × 160	PP	F	11,900						8,500
500 	NAL	3140-0500PK	69.5 × 159.5	PC	F	13,700	4	315	4	9,200	13,630 (144)	
		3141-0500PK	69.5 × 159.3	PPCO	F	13,700						9,200

※2010年から2023年に出荷されたNA-16ローターには、ゴムアダプターGA5000-01が付属している場合があります。上表に記載のチューブを使用する際は、ゴムアダプターGA5000-01を取り外してください。ローターの蓋を適切に締めることができない場合があります。蓋の取り付けが不十分な場合、ローターが脱落する原因になります。

