


## NA-20 (スタンダードローター)

適用遠心機 : Suprema25、Suprema23、Suprema21  
 最高回転数 : 20,000 [25/23:18,000 21:17,000] rpm  
 最大遠心加速度 : 43,840×G  
 チューブ穴角度 : 45 deg  
 最大半径 (Rmax) : 98 mm  
 最小半径 (Rmin) : 66 mm  
 ローター容量 : 1.5mlチューブ×24本



※ [ ] 内は各機種種の4℃維持回転数です。

### NA-20 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
1.5 	BEC	357448	11×40	PA	C	-	1	1	24	20,000 [25/23:18,000] [21:17,000]	43,840 (98)	

※ [ ] 内は各機種種の4℃維持回転数です。