


NA-3HS (ハイシールドローター)

適用遠心機		最高回転数	最大遠心加速度
A)	Suprema25 Suprema23	21,000rpm [18,000 rpm]	50,300 × G
B)	Suprema21	20,000rpm [16,000 rpm]	45,620 × G



チューブ穴角度 : 34 deg

最大半径(Rmax) : 102 mm

最小半径(Rmin) : 49 mm

ローター容量 : 10 ml チューブ×16本

[] 内は各機種の4℃維持回転数です。

NA-3HS 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容回転数※1 [rpm]	最大遠心加速度 ※1 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
10	NAL	3118-0010	16.1 × 81.7	PC	R	50,000	1	7	16	A) 21,000 [18,000 rpm] B) 20,000 [16,000 rpm]	A) 50,300 (102) B) 45,620 (102)	
		3119-0010	16.0 × 81.4	PPCO	R	50,000						
10	NAL	3138-0010	16.1 × 82.3	PC	R	50,000		8	16	A) 21,000 [18,000 rpm] B) 20,000 [16,000 rpm]	A) 50,300 (102) B) 45,620 (102)	
		3139-0010	16.0 × 82.0	PPCO	R	50,000						

※1 許容回転数、最大遠心加速度は、適用機種ごとの表記

[] 内は各機種の4℃維持回転数です。