

NA-400 (大容量アングルローター)

適用遠心機 : Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数 : 9,000 [21:8,000] rpm

最大遠心加速度 : 15,220×G

チューブ穴角度 : 20 deg



最大半径 (Rmax) : 168 mm

最小半径 (Rmin) : 26 mm

ローター容量 : 1000 mlチューブ×4本

※ [] 内は各機種種の4℃維持回転数です。記載が無いものは表記の最高回転数で4℃維持可能です。

NA-400 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
1000 	HIT	S307700A	97 × 167	PP	F	-	1	900	4	9,000 [21:8,000]	15,220 (168)	 蓋別売

※ [] 内は各機種種の4℃維持回転数です。記載が無いものは表記の最高回転数で4℃維持可能です。

NA-400の使用期限は納入後10年です。10年に達した時は、販売店または当社事業所にご連絡ください。