

NA-610 (大容量アングルローター)

適用遠心機 : Suprema25

最高回転数 : 7,000 [6,500] rpm

最大遠心加速度 : 11,120×G

チューブ穴角度 : 17 deg


最大半径 (Rmax) : 203 mm

最小半径 (Rmin) : 103 mm

ローター容量 : 1000 mlチューブ×6本

※ [] 内は4℃維持回転数です。

NA-610 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
1000 	HIT	S307700A	97 × 167	PP	F	-	1	900	6	7,000 [6,500]	11,120 (203)	 蓋別売

※ [] 内は4℃維持回転数です。

※NA-610 の保証期間は納入後 7 年です。7 年を過ぎた時は、販売店または当社事業所にご連絡ください。