


NA-8 (スタンダードローター)

適用遠心機 : Suprema25、Suprema23、Suprema21
 最高回転数 : 15,000 [25/23:14,000 21:12,500] rpm
 最大遠心加速度 : 31,200×G
 チューブ穴角度 : 28 deg
 最大半径 (Rmax) : 124 mm
 最小半径 (Rmin) : 56 mm
 ローター容量 : 50mlチューブ×12本



※ [] 内は各機種種の4℃維持回転数です。

NA-8 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
50	NAL	3110-0500	28.7×103.3	PPCO	R	50,000	1	35	12	15,000 [25/23:14,000] [21:12,500]	31,200 (124)	適用キャップ° 3111-0030
50	NAL	3114-0050	28.8×107.7	FEP	R	50,000		42				12
50	NAL	3117-0500	29.3×103.8	PC	R	50,000		35	12			適用キャップ° 3111-0030
50	NAL	3118-0050	28.8×107.0	PC	R	50,000						
50		3119-0050	28.8×106.7	PPCO	R	50,000						
50	NAL	3137-0050	29.0×115.3	PSF	R	50,000	40	12				
		3138-0050	28.8×115.0	PC	R	50,000						
		3139-0050	28.8×114.1	PPCO	R	50,000						

※1 必ず液体を完全に満たしてご使用ください。また、4℃設定の場合のみ表記の条件で利用できます。

※ [] 内は各機種種の4℃維持回転数です。