

## NA-9 (スタンダードローター)

適用遠心機 : Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数 : 12,000 rpm


最大遠心加速度 : 22,540×G

チューブ穴角度 : 30 deg

最大半径 (Rmax) : 140 mm

最小半径 (Rmin) : 31 mm

ローター容量 : 290 ml チューブ×4本



### NA-9 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称 (アダプター)	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
290	TOM	ST2900-01	61.5×122.0	SS	F	-	1	145	4	12,000	22,540 (140)	蓋なし
		ST2900-11	61.5×135.0	SS	F	-		203				蓋付き
250	BEC	356011	62×120	PP	F	38,500	1	175	4	12,000	22,540 (140)	※1
		356013	62×120	PC	F	38,500	1	175	4	12,000	22,540 (140)	
250	NAL	3120-0250PK	61.8×125.5	PPCO	F	13,200	1	175	4	9,100	12,960 (140)	※1
		3122-0250PK	61.8×125.2	PC	F	27,500	1	175	4	12,000	22,540 (140)	
175	NAL	3143-0175 (3126-0175)	61.5×143.5	PPCO	C	27,500	2	123	4	12,000	19,810 (123)	
		3144-0175 (3126-0175)	61.4×144.3	PC	C	27,500						

※1 設定温度が25℃以下の場合のみ使用可能。

