


高速冷却遠心機用スイングロータ



TS-4N(Suprema25,Suprema23,Suprema21)

適用遠心機	Suprema25,Suprema23,Suprema21
バケット架け数	2箇所/ロータ

バケット容量 / バケット名	アダプタ名	最高回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G]	回転半径 [mm]	
				Rmax	Rmin
マイクロプレート×2枚 負荷寸法(L×D×H) 128.5×86×32 mm まで  バケット S4096-02	-	1,800	510	142	-

TS-4N 使用チューブ一覧

バケット	アダプタ	チューブ						BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 (本×箇所)	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
		公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称 (材質)	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]						
S4096-02	-	-		マイクロプレート	-	-	-	1	-	2枚×2	-	-	※1

※1 使用するプレートが遠心に耐えられるかどうか事前にご確認ください。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。