## 搭載ローター覧

## ♦ ラック・イン・ローター

○ : 搭載可 × : 搭載不可

ローター名	MDX-310	MDX-210	MDX-110
CA-300	0	×	×
CA-200	×	0	×
CA-100	×	×	0

## ◆ アングルローター

○:搭載可 ×:搭載不可

ローター名	MDX-310	MDX-210	MDX-110
CA-1	0	×	×
CA-10	0	×	×
CA-15	0	×	×
CA-5	0	×	×
CA-6	0	×	×
CA-12	0	×	×
CA-17	0	×	×