


お客様の視点から生まれたアクセサリー



スイングローター TS-7C 用
ミックスバケット 7M5015-1
68,000円

(50ml×1本+15ml×4本)×4



ミックスバケットは 50ml と 15ml チューブを同時遠心可能。


ミックスバケット Mix Bucket & Mix Rack ミックスラック

卓上多本架遠心機
LCX シリーズに適合。
その他遠心機にも
順次展開予定！



スイングローター TS-38C 用
ミックスラック 38M-TC0204P
98,000円


50ml×2本×4 or 15ml×4本×4



ミックスラックは 50ml×2本×4
あるいは 15ml×4本×4 はもちろん、
(50ml×1本+15ml×2本)×4 も OK !

スイングローターで 15ml と 50ml チューブを遠心する場合

それぞれ 1 セット用意する
必要がありました...



ミックスバケット/ミックスラックなら
1 セットで OK ! 同時に遠心可能です。

