


ST-ZERO

縦型オートクレーブ対応

廃棄物用滅菌缶

バイオセーフティキャビネット内の廃棄物の取扱いに
困っていませんか？

ST-ZEROは、バイオセーフティ
キャビネット内で廃棄物を収納して、
そのまま縦型オートクレーブで滅
菌処理できる廃棄物用滅菌缶です。



スタンド使用、フタ開




倒立時



スタンド使用、フタ閉

主な特長

- バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズ。
- 25mlディスポーザブルピペットを25本収納可能。
- 気流への影響を抑えるスタンドが付属。(右図: 設置例)
- 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。
- 価格及び仕様、外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。実際のご注文・ご購入時には当社までご確認ください。



仕様

材質・・・・・・・・・・・・・・・・ステンレススチール (SUS304)
 外形寸法(mm)・・・・・・106W,350D,80H(突起部 380D)
 質量・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1.2kg
 価格(税別)・・・・・・・・・・・・38,000円 (スタンド2個付属)

販売元 URL:<http://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本 社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111

和光事業所 電話 048-466-7575 神 奈 川 電話 046-220-5371
 札 幌 電話 011-728-1311 大 阪 電話 06-6305-3333
 仙 台 電話 022-273-5033 名 古 屋 電話 0561-61-0250
 つ く ば 電話 029-838-0811 福 岡 電話 092-948-1712

製造元

トミー工業株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17

関連企業

株式会社 トミーメディコ 電話 03-5818-0108 / TOMY TECH U.S.A.,INC. 電話 510-440-1976
 トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160 / トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133