

# PS-220

## オートクレーブ ウィズ ドライヤー

### 卓上オートクレーブ

乾燥専用ヒータ付きの卓上オートクレーブです。

滅菌温度は121℃と132℃の切り替え式、カンタン操作の自動処理を実現しました。



### 主な特長

- カンタン操作**—滅菌温度を選択してキーを押すだけで、注水→滅菌→排水→乾燥と自動処理します。
- さらとした乾燥**—乾燥専用ヒータの採用でさらさら乾燥を実現。乾燥時間は一目で設定時間がわかるデジタル設定。
- 放出蒸気還元方式**—滅菌に使用した蒸気は貯水タンクへ還元して、不快な蒸気を室内にほとんど放出しません。
- 付帯工事無しで、即日使用可能**—100Vコンセントで使用できて大変便利です。
- 安全装置**—空たき防止・圧力異常上昇防止など、各種安全装置を採用しています。

#### ■本機対応収容カスト



●丸カスト（2個収容可）  
φ180x120Hmm



●角カストL-22（1個収容可）  
310Wx160Dx130Hmm



●角カストE-22（2個収容可）  
310Wx160Dx60Hmm



●簡易カスト（1個収容可）  
270Wx190Dx100Hmm

●価格及び仕様、外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。実際のご注文・ご購入時には当社までご確認ください。

販売元

## 株式会社 トミー精工

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111  
 和光事業所 〒351-0101 埼玉県和光市白子1-33-2 電話 048-466-7575  
 札幌 〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311  
 仙台 〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11 電話 022-273-5033  
 つくば 〒305-0067 つくば市館野382-1 電話 029-838-0811  
 神奈川 〒243-0025 厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371  
 大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333  
 名古屋 〒480-1117 愛知県愛知郡長久手町喜婦嶽802 電話 0561-61-0250  
 福岡 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8 電話 092-948-1712

製造販売元 及び 製造元

**HILLSON ヒルソン・デック株式会社**  
 〒354-0043 埼玉県入間郡三芳町竹間沢979-3

株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 TOMY TECH U.S.A.,INC. 電話 510-440-1976  
 関連企業：  
 トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160  
 トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133