

感染性 医療廃棄物処理用オートクレーブ MSS-325

■使いやすさが自慢です

マイコン制御のデジタル表示で操作も簡単。電源ONと同時に温度・時間設定が自動的に行なわれ、あとはスタートスイッチを押すだけの高性能システムです。

■熱いのは、もうイヤ

フタに断熱カバーを設け、上面テーブル内側には、断熱材と空気の層ではさむ二層構造にしました。ですから、滅菌中の熱伝導を飛躍的にカットする為、連続使用時に間違っても触れても火傷の心配がなく、安心してご使用いただけます。

■念には念を入れて

安全対策として、ろ過精度の高い0.2 μ m高性能フィルターを採用。さらに、ドレン防止の為のドレンタンクを内蔵。細菌やウイルス等による二次感染を確実に防止します。

■繊細な気くばり

使いやすいスライド式開閉フタを採用。さらにマイクロスイッチにより、フタが完全に閉じていないと、スタートボタンを押しても作動しない安全システムです。

■場所を選びません

フィルターやトラップ内の水交換も容易な前面配置。機能性を備えた省スペースタイプです。

■これで安心です

- 缶体内水位を検知し、空たきを防止します。
(実用新案 登録第1664100号)
- マイクロプロセッサ検知により、滅菌不良、誤操作を防止します。
- 標準付属品としてのスノコ付ステンレスバスケットの使用で、滅菌バックの破損を防ぎ、安全性を重視し確実に滅菌、廃棄できます。

◇マニュアル操作機能も搭載。



▲MSS-325
感染性医療廃棄物処理用オートクレーブ
INFECTIOUS WASTE DISPOSAL AUTOCLAVE

滅菌バック使用時には、専用バックをご利用ください。

本体仕様

型名	MSS-325
最高使用温度	132℃
最高使用圧力	216kPa (2.2kgf/cm ²)
温度制御	8ビットマイクロプロセッサ
温度表示形式	デジタル
圧力表示形式	アナログ
滅菌用熱源	ヒーター2.0kW
フタ断熱カバー	材質：ポリカーボネート樹脂 最高耐熱温度：145℃
高性能フィルター	ろ過精度 0.2μm
安全装置	<ul style="list-style-type: none"> ● 缶体内過熱防止 ● 缶体内圧力異常上昇防止 ● ドア開閉検知 ● 滅菌不良防止 ● 空たき防止 ● 缶体外壁過熱防止 ● 温度センサー断線検知 ● 安全弁(パネ式) ● 排気ツマミ開閉検知 ● 漏電ブレーカー(感度30mA)
警報表示	ブザー連続音、各種エラー表示
タイマー	8ビットマイクロプロセッサによるデジタル式
スペーストラップ	容量：3ℓ 材質：ポリエチレン
設置方法	キャスター4輪
フタパッキン	形式：内圧対応式 材質：シリコンゴム
圧力容器の種類	小型圧力容器構造検定合格品
缶体有効寸法・容量	φ314×615mm 48ℓ
天板・缶体材質	ステンレス鋼 SUS-304
標準付属品	スノコ板付ステンレスバスケット 1個 ビニールカバー 1枚 小型圧力容器明細書 1部 出荷検査証 1部 設置確認書 1部 取扱説明書 1部
本体寸法	500W×580D×1,090Hmm 操作テーブルまで860mm
本体質量	82kg
電源容量	AC100V 単相20A 50/60Hz (2000VA)

オプション



◀ ステンレスカゴ
φ300×182mm (3個収納可)



◀ ステンレスバケツ
φ300×280mm (2個収納可)

販売元 URL:<http://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111
 和光事業所 〒351-0101 埼玉県和光市白子1-33-2 電話 048-466-7575
 札幌 〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311
 仙台 〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11 電話 022-273-5033
 つくば 〒305-0067 つくば市館野382-1 電話 029-838-0811
 神奈川 〒243-0025 厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371
 大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333
 名古屋 〒480-1117 愛知県愛知郡長久手町喜辨嶺802 電話 0561-61-0250
 福岡 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8 電話 092-948-1712

製造元

トミー工業株式会社

〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133
 トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160 TOMY TECH U.S.A.,INC. 電話 510-440-1976

■価格および仕様、外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。
 ■このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。