




三角フラスコ




100ml (30本)



300ml (15本)




500ml (10本)




1000ml (7本)

最大 ϕ 399mm
(取っ手部分を除いた寸法)




5000ml (1本)


メジューム瓶




500ml (17本)



1000ml (12本)




2000ml (6本)



5000ml (3本)

最大 ϕ 399mm
(取っ手部分を除いた寸法)




10000ml (1本)

最大 ϕ 399mm
(取っ手部分を除いた寸法)


280×280mm

342×200mm

378×120mm



カゴに入る四角形



※高さが226mm以上の場合は取っ手使用時に当たる可能性があります。

※イラストはカゴ1段における検討図です。カゴを積み重ねて使用する際は、高さに注意し、カゴを重ねて使用できるかご確認ください。

※詳細につきましては、現物にてご確認ください。