

MP-040

4枚のプレートを低速(100rpm)から
高速(2,400rpm)まで効率よく攪拌。

振とう台には騒音
防止用のシリコン
シートが付属



アームを押すだけで、
96穴マイクロプレートや
ディープウェルプレート
など簡単に固定が可能※

回転速度は
目的に応じて
選択可能



※特許出願中：固定具

仕様

型名	MP-040
振とう台	96穴マイクロプレート 1~4枚用 シリコンシート付き
振とう数	100~2,400rpm
振とう方式	エキセン式
モータ	DC ブラシレス、インバータ制御
設置環境	使用温度 0~40℃、湿度 85%以下 結露しないこと
安全装置	過負荷保護、過電圧保護
外形寸法(W×D×H mm)	本体：180×195×140、全体：304×200×180
本体質量	7kg
電源容量	単相 AC 100V、0.5A、50.60Hz
価格(税別)	116,000円

販売元 URL:<http://bio.tomys.co.jp>

株式会社 トミー精工

本社 〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17 電話 03-5987-3111
 和光事業所 〒351-0101 埼玉県和光市白子1-33-2 電話 048-466-7575
 札幌 〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7 電話 011-728-1311
 仙台 〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11 電話 022-273-5033
 つくば 〒305-0067 つくば市館野382-1 電話 029-838-0811

神奈川 〒243-0025 厚木市上落合351-1 電話 046-220-5371
 大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6 電話 06-6305-3333
 名古屋 〒480-1117 愛知県愛知郡長久手町喜畑802 電話 0561-61-0250
 福岡 〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8 電話 092-948-1712

関連企業：株式会社トミーメディコ 電話 03-5818-0108 トミー沖縄ノボサイエンス株式会社 電話 098-942-5133
 トミーデジタルバイオロジー株式会社 電話 03-5971-8160 TOMY TECH U.S.A.,INC. 電話 510-440-1976

■価格および仕様、外観は改良のため何の予告もなく変更する場合があります。ご注文・ご購入時には当社までご確認ください。
 ■このカタログに掲載されている価格には消費税は含まれておりません。