


卓上多本架遠心機用アングルローター

TOMY

CA-1

適用遠心機：LCX-100、LCX-200
 最高回転数：10,000rpm
 最大遠心加速度：7,940G
 チューブ穴角度：45deg
 最大半径（Rmax）：71mm
 最小半径（Rmin）：40mm
 ローター容量：2mlチューブ×18本



使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプター	BART コード	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ [*] (11×42)	—	1	18	71	40	7,940
 1.5 ml 遠心チューブ [*] (11×41)	—	1	18	69	40	7,720
 0.5 ml 遠心チューブ [*] (7.9×31)	 MA006-01	1	18	62	40	6,930
 0.4 ml 遠心チューブ [*] (5.7×50)	 A-004	1	18	70	40	7,830
 0.25 ml 遠心チューブ [*] (5.7×38)	 A-004	1	18	62	40	6,930
 0.2 ml 遠心チューブ [*] (6.3×24)	 MA002-01PC	1	18	54	40	6,040

●イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。