


卓上多本架遠心機用アングルローター




CA-12

適用遠心機：LCX-100、LCX-200
 最高回転数：10,000rpm
 最大遠心加速度：9,170G
 チューブ穴角度：34deg
 最大半径（Rmax）：82mm
 最小半径（Rmin）：44mm
 ローター容量：5mlチューブ×12本



使用チューブ一覧

チューブ											
公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称 (材質)	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]	BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度[G] (半径 [mm])	備考
 5ml	TOM	PT0050-11 (PP)	C	φ 15×59	—	1	3.5	12	10,000	9,170(82)	

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。