

卓上多本架遠心機用アングルローター

TOMY

CA-15

適用遠心機：LCX-100、LCX-200

最高回転数：10,000rpm

最大遠心加速度：8,500G

チューブ穴角度：45deg

最大半径 (Rmax1)：76mm

(Rmax2)：61mm

(Rmax3)：52mm

最小半径 (Rmin1)：44mm


(Rmin2)：35mm

(Rmin3)：37mm

ローター容量：2mlチューブ×18本 (外輪)

0.5mlチューブ×12本 (内輪)

0.2mlチューブ×12本 (中輪)



使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプター	BART コード	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ [*] (11×42)	—	1	外輪：18	76	44	8,500
 1.5 ml 遠心チューブ [*] (11×41)	—	1	外輪：18	74	44	8,270
 0.5 ml 遠心チューブ [*] (7.9×31)	—	1	内輪：12	59	35	6,600
	 MA006-01 ※1	1	外輪：18	67	44	7,490
 0.4 ml 遠心チューブ [*] (5.7×50)	 MA004-01 ※1	1	外輪：18	76	44	8,500
 0.25 ml 遠心チューブ [*] (5.7×38)	 MA004-01 ※1	1	外輪：18	67	44	7,490
 0.2 ml 遠心チューブ [*] (6.3×24)	—	1	中輪：12	52	37	5,810
	 MA002-01PC ※1	1	外輪：18	58	44	6,490

※1 アダプターは、外輪 (2ml) のみ使用可能。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。