


卓上多本架遠心機用アングルローター



CA-6

適用遠心機：LCX-100、LCX-200
 最高回転数：10,000rpm
 最大遠心加速度：9,390G
 チューブ穴角度：44deg
 最大半径（Rmax1）：84mm
 最大半径（Rmax2）：74mm
 最小半径（Rmin1）：52mm
 最小半径（Rmin2）：42mm
 ローター容量：2mlチューブ×36本



使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプター	BART コード*	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ [®] (11×42)	—	1	外輪：18	84	52	9,390
			内輪：18	74	42	8,270
 1.5 ml 遠心チューブ [®] (11×41)	—	1	外輪：18	82	52	9,170
			内輪：18	72	42	8,050
 0.5 ml 遠心チューブ [®] (7.9×31)	 MA006-01	1	外輪：18	74	52	8,270
			内輪：18	64	42	7,160
 0.4 ml 遠心チューブ [®] (5.7×50)	 MA004-01	1	外輪：18	83	52	9,280
			内輪：18	73	42	8,160
 0.25 ml 遠心チューブ [®] (5.7×38)	 MA004-01	1	外輪：18	74	52	8,270
			内輪：18	64	42	7,160
 0.2 ml 遠心チューブ [®] (6.3×24)	 MA002-01PC	1	外輪：18	66	52	7,380
			内輪：18	56	42	6,260

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。