


TS-6C(LCX-100、LCX-200)

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 適用遠心機   | LCX-100、LCX-200 |
| バケット架け数 | 4箇所／ローター        |

| バケット容量 / バケット名             | ラック容量 / ラック名 | 最高<br>回転数<br>[rpm] | 最大遠心<br>加速度<br>[G] | 回転半径 [mm] |      |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------|-----------|------|
|                            |              |                    |                    | Rmax      | Rmin |
| 50 ml チューブ × 1本<br>6150-01 | —            | 5,000              | 3,890              | 139       | 48   |
| 15 ml チューブ × 2本<br>6015-02 | —            | 3,800              | 2,230              | 138       | 54   |

TS-6C 使用チューブ一覧

| バケット                                                                                                              | ラック・<br>アダプター                                                                                                                 | チューブ                                                                                                |           |              |        |               |                    | BART<br>コード | 実<br>容量<br>[ml] | 最大本数<br>(本×箇所) | 許容<br>回転数<br>[rpm] | 最大遠心<br>加速度<br>[G]<br>(半径 [mm] ) |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|---------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------------------------|----|
|                                                                                                                   |                                                                                                                               | 公称<br>容量<br>[ml]                                                                                    | メーカ<br>略称 | 型名・名称 (材質)   | 底<br>形 | 寸法<br>[φ×Lmm] | 許容遠心<br>加速度<br>[G] |             |                 |                |                    |                                  |    |
| <div>6150-01</div> <div></div> | IW9330-050<br><div></div> <div>アダプター</div> | <div></div> 50ml | NEG       | 丸型遠沈管 (G)    | R      | φ 35×100      | —                  | 1           | 50              | 1 × 4          | 5,000              | 3,860(138)                       | ※1 |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               | <div></div> 50ml | FLC       | 352070 (PP)  | C      | φ 30×115      | 9,400              |             |                 |                | 5,000              | 3,890(139)                       |    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                     | COR       | 430291 (PP)  | C      | φ 29×116      | 15,500             |             |                 |                | 4,800              | 3,580(139)                       |    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                     |           | 430304 (PET) | C      | φ 29×116      | 3,600              |             |                 |                | 5,000              | 3,890(139)                       |    |
|                                                                                                                   | A1500-04<br><div></div> <div>アダプター</div>   | <div></div> 15ml | NEG       | P-16.5S (G)  | R      | φ 16.5×105    | —                  | 15          | 1 × 4           | 5,000          | 3,860(138)         |                                  |    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                     |           |              |        |               |                    |             |                 |                |                    |                                  |    |
| <div>6015-02</div> <div></div> |                                                                                                                               | <div></div> 15ml | NEG       | P-16.5S (G)  | R      | φ 16.5×105    | —                  | 2           | 15              | 2 × 4          | 3,800              | 2,230(138)                       |    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               | <div></div> 15ml | COR       | 430053 (PET) | C      | φ 16×120      | 3,600              |             |                 |                |                    |                                  |    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                     |           | 430766 (PP)  | C      | φ 16×120      | 12,000             |             |                 |                |                    |                                  |    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                     |           | 430791 (PP)  | C      | φ 16×120      | 12,000             |             |                 |                |                    |                                  |    |
|                                                                                                                   | FLC                                                                                                                           | 352196 (PP)                                                                                         | C         | φ 17×120     | 6,000  | 3,800         | 2,230(138)         |             |                 |                |                    |                                  |    |
|                                                                                                                   |                                                                                                                               | 352095 (PS)                                                                                         | C         | φ 17×120     | 1,800  | 3,400         | 1,780(138)         |             |                 |                |                    |                                  |    |

※1 アダプターIW9330-050は、バケット附属の底ゴムを取り外して使用します。  
● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。