

表中の記号

表示について

■ メーカー略称

ABI	：アプライドバイオシステムズ／ライフテクノロジーズジャパン株式会社
AST	：株式会社 アシスト
BDC	：日本ベクトン・ディッキンソン 株式会社
BEC	：ベックマン・コールター 株式会社
COR	：コーニングインターナショナル 株式会社
EIK	：栄研化学 株式会社
EPP	：エッペンドルフ 株式会社
FLC	：ファルコン／コーニングインターナショナル 株式会社
HER	：Herolab GmbH Laborgeräte
HIT	：日立工機 株式会社
IED	：家田貿易 株式会社
INA	：株式会社イナ・オプティカ
IWA	：イワキ／AGCテクノグラス株式会社
NAL	：ナルジーン／サーモフィッシャーサイエンティフィック 株式会社
NEG	：日電理化硝子 株式会社
NUC	：ヌンク／サーモフィッシャーサイエンティフィック 株式会社
SIO	：塩野義製薬 株式会社
SUM	：住友ベークライト 株式会社
TER	：テルモ株式会社
TOM	：株式会社 トミー精工
TRE	：株式会社 TOHO

■ 材質

FEP	：テフロンFEP	G	：ガラス	HDPE	：高密度ポリエチレン
PA	：ポリアロマー	PC	：ポリカーボネート	PET	：ポリエチレンテレフタレート
PP	：ポリプロピレン	SS	：ステンレス	PS	：ポリスチレン
PSF	：ポリサルフォン	PPCO	：ポリプロピレン共重合体		

■ 底形状

C：コニカル（円錐、先細） F：フラット（平底） R：ラウンド（丸底）

- ※ チューブ一覧に記載のチューブ仕様はチューブメーカーの公称値です。
- ※ チューブの仕様変更された場合、表記の遠心条件で利用できないことがあります。
各メーカーに最新のチューブ仕様をご確認ください。