


NS-1

適用遠心機：Suprema25、Suprema23、Suprema21

バケット架け数：4箇所/ロータ



バケット	最高回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G]	回転半径 [mm]		バケット容量	備考
			Rmax	Rmin		
A29-95	10,000	16,210	145	50	50mlチューブ×1本	

NS-1 使用チューブ一覧

バケット	チューブ							BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度 [G] (半径 [mm])	備考
	公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材質	底形	許容遠心加速度 [G]						
A29-95 	50	NAL	3110-0500	28.7 × 103.3	PPCO	R	50,000	1	40	4	10,000	16,210 (145)	適用キャップ 3111-0030
	50	NAL	3110-9500	28.7 × 104.2	PPCO	R	50,000						適用キャップ 3111-0029
	50	NAL	3117-9500	28.7 × 106.4	PC	R	50,000						
	50	NAL	3118-0050	28.8 × 107.0	PC	R	50,000						
	3119-0050		28.8 × 106.7	PPCO	R	50,000							

※1 必ず液体を完全に満たしてご使用ください。また、4℃設定の場合のみ表記の条件で利用できます。