

## NA-3HS(ハイシールドロータ)


適用遠心機		最高回転数	最大遠心加速度
A)	Suprema25 Suprema23	21,000 rpm	50,300 × G
B)	Suprema21	20,000 rpm	45,620 × G

チューブ穴角度 : 34 deg

最大半径 (Rmax) : 102 mm

最小半径 (Rmin) : 49 mm

ロータ容量 : 10 ml チューブ × 16 本



## NA-3HS 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数※1 [rpm]	最大遠心 加速度※1 [G] (半径 [mm])	備考			
公称 容量 [ml]	メーカ 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材 質	底 形	許容遠心 加速度 [G]									
10	NAL	3118-0010	16.1 × 81.7	PC	R	50,000	1	7	16	A) 21,000 B) 20,000	A) 50,300 (102) B) 45,620 (102)				
		3119-0010	16.0 × 81.4	PPCO	R	50,000									
10	NAL	3138-0010	16.1 × 82.3	PC	R	50,000		8	16						
		3139-0010	16.0 × 82.0	PPCO	R	50,000									

※1 許容回転数、最大遠心加速度は、適用機種ごとの表記