

## NA-8(スタンダードロータ)

適用遠心機：Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数：15,000 rpm


最大遠心加速度：31,200×G

チューブ穴角度：28 deg

最大半径(Rmax)：124 mm

最小半径(Rmin)：56 mm

ロータ容量：50 mlチューブ × 12本



## NA-8 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカ 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材 質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
50	NAL	3110-0500	28.7 × 103.3	PPCO	R	50,000	1	35	12	15,000	31,200 (124)	適用キャップ <sup>®</sup> 3111-0030 
50	NAL	3114-0050	28.8 × 107.7	FEP	R	50,000		42	12			シーリングキャップ <sup>®</sup> アセンブリー 3131-0024 必須, ※1
50	NAL	3117-0500	29.3 × 103.8	PC	R	50,000		35	12			適用キャップ <sup>®</sup> 3111-0030 
50	NAL	3118-0050	28.8 × 107.0	PC	R	50,000		40	12			
50		3119-0050	28.8 × 106.7	PPCO	R	50,000						
50	NAL	3137-0050	29.0 × 115.3	PSF	R	50,000						
		3138-0050	28.8 × 115.0	PC	R	50,000						
		3139-0050	28.8 × 114.1	PPCO	R	50,000						

※1 必ず液体を完全に満たしてご使用ください。また、4℃設定の場合のみ表記の条件で利用できます。