

## NA-20(スタンダードロータ)

適用遠心機：Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数：20,000 rpm


最大遠心加速度：43,840×G

チューブ穴角度：45 deg

最大半径(Rmax)：98 mm

最小半径(Rmin)：66 mm

ロータ容量：1.5 ml チューブ×24 本



## NA-20 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数※1 [rpm]	最大遠心 加速度※1 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
1.5 	BEC	357448	11×40	PA	C	-	1	1	24	20,000	43,840 (98)	