

## NA-610(大容量アングルロータ)

適用遠心機：Suprema25

最高回転数：7,000 rpm

最大遠心加速度：11,120G（回転半径 203mm）

チューブ穴角度：17 deg

最大半径(Rmax)：203 mm


最小半径(Rmin)：103 mm

ロータ容量：1000 ml チューブ×6本

※NA-610 の保証期間は納入後7年です。

7年を過ぎた時は、販売店または当社事業所にご連絡ください。

### NA-610 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカ 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材 質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
1000 	HIT	S307700A	97 × 167	PP	F	-	1	900	6	7,000	11,120 (203)	蓋付き 