

NA-400(大容量アングルロータ)

適用遠心機：Suprema25、Suprema23、Suprema21
最高回転数：9,000 rpm
最大遠心加速度 :15,220G （回転半径 168mm)
チューブ穴角度：20 deg
最大半径(Rmax)：168 mm
最小半径(Rmin)：26 mm
ロータ容量：1000 ml チューブ×4本

※NA-400の使用期限は納入後10年です。
10年に達した時は、販売店または当社事業所にご連絡ください。

NA-400 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカ 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
1000 	HIT	S307700A	97 × 167	PP	F	-	1	900	4	9,000	15,220 (168)	蓋別売 