

## NA-9(スタンダードローター)

適用遠心機：Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数：12,000 rpm


最大遠心加速度：22,540×G

チューブ穴角度：30 deg

最大半径(Rmax)：140 mm

最小半径(Rmin)：31 mm

ローター容量290 ml チューブ×4本



### NA-9 使用チューブ一覧

| チューブ             |            |                          |                |      |        |                    | BART<br>コード | 実<br>容量<br>[ml] | 最大<br>本数<br>[本] | 許容<br>回転数<br>[rpm] | 最大遠心<br>加速度<br>[G]<br>(半径 [mm]) | 備考  |
|------------------|------------|--------------------------|----------------|------|--------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----|
| 公称<br>容量<br>[ml] | メーカー<br>略称 | 型名・名称<br>(アダプター)         | 寸法<br>[φ×L mm] | 材質   | 底<br>形 | 許容遠心<br>加速度<br>[G] |             |                 |                 |                    |                                 |     |
| 290<br>          | TOM        | ST2900-01                | 61.5 × 122.0   | SS   | F      | -                  | 1           | 145             | 4               | 12,000             | 22,540 (140)                    | 蓋なし |
|                  |            | ST2900-11                | 61.5 × 135.0   | SS   | F      | -                  |             | 203             |                 |                    |                                 | 蓋付き |
| 250<br>          | HER        | 25-34-01                 | 62 × 122       | PC   | F      | 33,847             | 1           | 250             | 4               | 12,000             | 22,540 (140)                    |     |
|                  |            | 25-34-21                 | 62 × 122       | PPCO | F      | 33,847             |             |                 |                 |                    |                                 |     |
| 175<br>          | NAL        | 3143-0175<br>(3126-0175) | 61.5 × 143.5   | PPCO | C      | 27,500             | 2           | 123             | 4               | 12,000             | 19,810 (123)                    |     |
|                  |            | 3144-0175<br>(3126-0175) | 61.4 × 144.3   | PC   | C      | 27,500             |             |                 |                 |                    |                                 |     |

|           |
|-----------|
| アダプター     |
| 3126-0175 |
|           |