

## NA-400(大容量アングルロータ)

適用遠心機：Suprema25、Suprema23、Suprema21

最高回転数：9,000 rpm

最大遠心加速度：15,220G（回転半径 168mm）

チューブ穴角度：20 deg

最大半径(Rmax)：168 mm


最小半径(Rmin)：26 mm

ロータ容量：1000 ml チューブ×4本

※NA-400の耐用回数は3万回です。

3万回を過ぎた時は、販売店または当社事業所にご連絡ください。

### NA-400 使用チューブ一覧

チューブ							BART コード	実 容量 [ml]	最大 本数 [本]	許容 回転数 [rpm]	最大遠心 加速度 [G] (半径 [mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカ 略称	型名・名称	寸法 [φ×L mm]	材 質	底 形	許容遠心 加速度 [G]						
1000 	HIT	S307700A	97 × 167	PP	F	-	1	900	4	9,000	15,220 (168)	蓋付き 