

搭載ローター一覧

◆ アングルローター

○：搭載 ×：搭載不可

ローター名	Suprema25	Suprema23	Suprema21
NA-1		○	
NA-3HS		○	
NA-4HS		○	
NA-6		○	
NA-7		○	
NA-8		○	
NA-9		○	
NA-10		○	
NA-12		○	
NA-11		○	
NA-16		○	
NA-18		○	
NA-20		○	
NA-22/NA-22HS		○	
NA-23		○	
NA-400		○	
NA-610	○		×

◆ スイングローター

○：搭載 ×：搭載不可

ローター名	Suprema25	Suprema23	Suprema21
NS-1		○	
TS-4N		○	
TS-7N		○	
TS-33N		○	
TS-36N		○	×
TS-38N		○	
TS-39N		○	×
TS-41N		○	

◆ 連続ローター

○：搭載 ×：搭載不可

ローター名	Suprema25	Suprema23	Suprema21
NC-1	○		×
NC-2	○		×
NC-4	○		×