

表中の記号

表示について

■ メーカー略称

AST : 株式会社 アシスト
BDF : ファルコン / 日本ベクトン・ディッキンソン 株式会社
BEC : ベックマン・コールター 株式会社
COR : コーニングインターナショナル 株式会社
EIK : 栄研器材 株式会社
EPP : エッペンドルフ 株式会社
HER : Herolab GmbH Laborgeräte
HIT : 日立工機 株式会社
INA : 株式会社イナ・オプティカ
IWA : イワキ / 旭テクノグラス 株式会社
NAL : ナルジェ ヌンク インターナショナル 株式会社
NEG : 日電理化硝子 株式会社
SIO : 塩野義製薬 株式会社
SUM : 住友ベークライト 株式会社
TER : テルモ株式会社
TOM : 株式会社 トミー精工

■ 材質

FEP : テフロンFEP	G : ガラス	HDPE : 高密度ポリエチレン
PA : ポリアロマー	PC : ポリカーボネート	PET : ポリエチレンテレフタレート
PP : ポリプロピレン	SS : ステンレス	PS : ポリスチレン
PSF : ポリサルフォン	PPCO : ポリプロピレン共重合体	

■ 底形状

C : コニカル F : フラット R : ラウンド

- ※ チューブ一覧に記載のチューブ仕様はチューブメーカーの公称値です。
- ※ チューブの仕様に変更された場合、表記の遠心条件で利用できないことがあります。
各メーカーに最新のチューブ仕様をご確認ください。