

搭載ローター一覧

◆ アングルローター ○：搭載 ×：搭載不可

ローター名	AX-310	AX-320
CA-1	○	○
CA-4HS	○	○
CA-5	○	○
CA-6	○	○
CA-8	○	○
CA-9	○	○
CA-10	○	○
CA-12	○	○
CA-14HS	○	○
CA-15	○	○

◆ スイングローター ○：搭載 ×：搭載不可

ローター名	AX-310	AX-320
CS-1	○	○
TS-4C	○	○
TS-7C	○	○
TS-33C	○	○
TS-37C	×	○
TS-38C	○	○
TS-40C	○	○
TS-41C	○	○