




# 多本架冷却遠心機用スイングローター

## CS-1 (AX-501,511,521)

適用遠心機	AX-501、AX-511、AX-521
バケット架け数	4箇所/ローター

バケット	ラック	最高回転数 [rpm]	バケット容量
 M0415-04	-	10,000	2 mlマイクロチューブ <sup>®</sup> × 4本
 M0406-05	-	10,000	0.5 mlマイクロチューブ <sup>®</sup> × 5本
 M0404-09	-	10,000	0.4 mlマイクロチューブ <sup>®</sup> × 9本

## CS-1 使用チューブ一覧

バケット	チューブ (寸法 φ × L mm)	ラック	BART コード	最大本数 [本 × 箇所]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
					最大	最小	
 M0415-04	 2 ml 遠心チューブ <sup>®</sup> (11 × 42)	-	1	4 × 4	73	35	8,160
	 1.5 ml 遠心チューブ <sup>®</sup> (11 × 41)		1	4 × 4	71	35	7,940
 M0406-05	 0.5 ml 遠心チューブ <sup>®</sup> (7.9 × 31)	-	2	5 × 4	64	35	7,160
 M0404-09	 0.4 ml 遠心チューブ <sup>®</sup> (5.7 × 50)	-	3	9 × 4	79	33	8,830
	 0.25 ml 遠心チューブ <sup>®</sup> (5.7 × 38)		3	9 × 4	66	33	7,380

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。