


# 多本架冷却遠心機用スイングローター



## TS-4C(AX-501、AX-511、AX-521)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 適用遠心機   | AX-501、AX-511、AX-521 |
| バケット架け数 | 2箇所/ローター             |

| バケット容量 / バケット名  | アダプター名 | 最高回転数 [rpm] | 最大遠心加速度 [G] | 回転半径 [mm] |      |
|---|--------|-------------|-------------|-----------|------|
|   |        |             |             | Rmax      | Rmin |
| マイクロプレート×2枚<br>負荷寸法(L×D×H)<br>128.5×86×32 mm まで<br><br> バケット<br>S4096-02 | -      | 1,800       | 510         | 142       | -    |

## TS-4C 使用チューブ一覧

| バケット     | アダプター | チューブ      |        |            |    |            |             | BARTコード | 実容量 [ml] | 最大本数 (本×箇所) | 許容回転数 [rpm] | 最大遠心加速度 [G] (半径 [mm]) | 備考 |
|----------|-------|-----------|--------|------------|----|------------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|-----------------------|----|
|          |       | 公称容量 [ml] | メーカー略称 | 型名・名称 (材質) | 底形 | 寸法 [φ×Lmm] | 許容遠心加速度 [G] |         |          |             |             |                       |    |
| S4096-02 | -     | -         |        | マイクロプレート   | -  | -          | -           | 1       | -        | 2枚×2        | -           | -                     | ※1 |

※1 使用するプレートが遠心に耐えられるかどうか事前にご確認ください。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。