

## 搭載ローター一覧

◆ アングルローター ○：搭載 ×：搭載不可

ローター名	AX-501	AX-511	AX-521
CA-1	○	○	○
CA-4HS	○	○	○
CA-5	○	○	○
CA-6	○	○	○
CA-8	○	○	○
CA-10	○	○	○
CA-12	○	○	○
CA-14HS	○	○	○
CA-15	○	○	○
CA-16	○	○	○

◆ スイングローター ○：搭載 ×：搭載不可

ローター名	AX-501	AX-511	AX-521
CS-1	○	○	○
TS-4C	○	○	○
TS-7C	○	○	○
TS-6C	○	○	○
TS-12C	×	×	○
TS-33C	○	○	○
TS-37C	×	×	○
TS-38C	×	○	○
TS-41C	○	○	○