

# 多本架冷却遠心機用スイングローター



## TS-6C(AX-501,511,521)

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 適用遠心機   | AX-501、AX-511、AX-521 |
| バケット架け数 | 4箇所/ローター             |

| バケット容量 / バケット名   | ラック容量 / ラック名 | 最高回転数 [rpm] | 最大遠心加速度 [G] | 回転半径 [mm] |      |
|--|--------------|-------------|-------------|-----------|------|
|  |              |             |             | Rmax      | Rmin |
| 50 ml チューブ × 1本<br>6150-01  | —            | 5,000       | 3,890       | 139       | 48   |
| 15 ml チューブ × 2本<br>6015-02  | —            | 3,800       | 2,230       | 138       | 54   |

## TS-6C 使用チューブ一覧

| バケット   | ラック・アダプター           | チューブ      |        |              |    |            |             |         |          |             |             |                       |
|--|---------------------|-----------|--------|--------------|----|------------|-------------|---------|----------|-------------|-------------|-----------------------|
|  |                     | 公称容量 [ml] | メーカー略称 | 型名・名称 (材質)   | 底形 | 寸法 [φ×Lmm] | 許容遠心加速度 [G] | BARTコード | 実容量 [ml] | 最大本数 (本×箇所) | 許容回転数 [rpm] | 最大遠心加速度 [G] (半径 [mm]) |
|  | IW9330-050<br>アダプター | 50ml      | NEG    | (G)          | R  | φ35×100    | —           | 1       | 50       | 1×4         | 5,000       | 3,860(138)            |
|  |                     |           | FLC    | 352070 (PP)  | C  | φ30×115    | 9,400       |         |          |             | 5,000       | 3,890(139)            |
|  |                     | 50ml      | COR    | 430291 (PP)  | C  | φ29×116    | 15,500      |         |          |             | 4,800       | 3,580(139)            |
|  |                     |           | COR    | 430304 (PET) | C  | φ29×116    | 3,600       |         |          |             | 5,000       | 3,890(139)            |
|  | A1500-04<br>アダプター   | 15ml      | NEG    | P-16.5S (G)  | R  | φ16.5×105  | —           | 15      | 1×4      | 5,000       | 3,860(138)  |                       |
|  |                     |           | ※1     |              |    |            |             |         |          |             |             |                       |
|  | —                   | 15ml      | NEG    | P-16.5S (G)  | R  | φ16.5×105  | —           | 2       | 15       | 2×4         | 3,800       | 2,230(138)            |
|  |                     |           | COR    | 430053 (PET) | C  | φ16×120    | 3,600       |         |          |             |             |                       |
|  |                     | 15ml      | COR    | 430766 (PP)  | C  | φ16×120    | 12,000      |         |          |             |             |                       |
|  |                     |           | COR    | 430791 (PP)  | C  | φ16×120    | 12,000      |         |          |             |             |                       |
|  |                     |           | FLC    | 352196 (PP)  | C  | φ17×120    | 6,000       |         |          |             |             |                       |
|  |                     |           |        | 352095 (PS)  | C  | φ17×120    | 1,800       |         |          |             |             |                       |
| 3,800  | 2,230(138)          |           |        |              |    |            |             |         |          |             |             |                       |
| 3,400  | 1,780(138)          |           |        |              |    |            |             |         |          |             |             |                       |

※1 アダプターIW9330-050は、バケット付属の底ゴムを取り外して使用します。

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。