

KINTARO

High Speed Bench-top Micro Centrifuge

金太郎

コンパクトサイズ
15,000rpmの力強い遠心
敏速な加速



卓上微量高速遠心機

型式	KINTARO-18
搭載ロータ(付属品)	TMP-1
最高回転数	15,000rpm
最大遠心加速度	17,860G
最大処理量	2.0ml×18本
加速時間	12秒

安全装置	回転連動ドアインタロック、アンバランス検出装置 過電流遮断機(電源スイッチ兼用)、ドア開閉検出
付加機能	前回運転条件記憶、FLASH機能
必要な電源	単相 AC100V 50/60Hz 15A
本体寸法	W230×D350×H253 mm
価 格	KINTARO-18 235,000円 / KINTARO-24 273,000円

同じ本体サイズにて2.0ml×24本/15秒/13,500rpm(17,730G)仕様の「KINTARO-24」も取り揃えております。

■ 価格および仕様、外観は改良のため何の予告なく変更する場合があります。 ■ 表示されている価格には消費税は含まれておりません。

販売元

株式会社トミー精工

本 社	〒179-0073 東京都練馬区田柄3-14-17	電話03-5987-3111
和光事業所	〒351-0101 埼玉県和光市白子1-33-2	電話048-466-7575
札 幌	〒001-0020 札幌市北区北20条西2-1-7	電話011-728-1311
仙 台	〒980-0871 仙台市青葉区八幡2-11-11	電話022-273-5033
つ く ば	〒305-0067 つくば市館野382-1	電話029-838-0811
神 奈 川	〒243-0025 厚木市上落合351-1	電話046-220-5371
大 阪	〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-4-6	電話06-6305-3333
名 古 屋	〒480-1117 愛知県愛知郡長久手町喜掃嶽802	電話0561-61-0250
福 岡	〒811-2405 福岡県糟屋郡篠栗町篠栗4887-8	電話092-948-1712

製造元

トミー工業株式会社

〒963-6217 福島県石川郡浅川町大字雲輪字山敷田62