


# 微量高速冷却遠心機用アングルローター




## CA-10

適用遠心機：MDX-310  
 最高回転数：13,500rpm  
 最大遠心加速度：17,730G  
 チューブ穴角度：45deg  
 最大半径（Rmax）：87mm  
 最小半径（Rmin）：55mm  
 ローター容量：2mlチューブ×24本



## 使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプター	BART コード	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ (11×42)	-	1	24	87	55	17,730
 1.5 ml 遠心チューブ (11×41)	-	1	24	86	55	17,530
 0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31)	 MA006-01	1	24	78	55	15,900
 0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50)	 A-004	1	24	86	55	17,530
 0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38)	 A-004	1	24	77	55	15,690
 0.2 ml 遠心チューブ (6.3×24)	 MA002-01PC	1	24	69	55	14,060

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。