


# 微量高速冷却遠心機用アングルローター



## CA-1

適用遠心機：MDX-310  
 最高回転数：15,000rpm  
 最大遠心加速度：17,860G  
 チューブ穴角度：45deg  
 最大半径（Rmax）：71mm  
 最小半径（Rmin）：40mm  
 ローター容量：2mlチューブ×18本



## 使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプター	BART コード	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ (11×42)	-	1	18	71	40	17,860
 1.5 ml 遠心チューブ (11×41)	-	1	18	69	40	17,360
 0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31)	 MA006-01	1	18	62	40	15,600
 0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50)	 A-004	1	18	70	40	17,610
 0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38)	 A-004	1	18	62	40	15,600
 0.2 ml 遠心チューブ (6.3×24)	 MA002-01PC	1	18	54	40	13,590

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状などと異なる場合があります。