


微量高速冷却遠心機用アングルローター













CA-6

適用遠心機：MDX-310
 最高回転数：15,000rpm
 最大遠心加速度：21,130G
 チューブ穴角度：44deg
 最大半径 (Rmax1)：84mm
 最大半径 (Rmax2)：74mm
 最小半径 (Rmin1)：52mm
 最小半径 (Rmin2)：42mm
 ローター容量：2mlチューブ×36本



使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプター	BART コード	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
				最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ (11×42)	-	1	外輪：18	84	52	21,130
				74	42	18,620
 1.5 ml 遠心チューブ (11×41)	-	1	外輪：18	82	52	20,630
				72	42	18,120
 0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31)	 MA006-01	1	外輪：18	74	52	18,620
				64	42	16,100
 0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50)	 MA004-01	1	外輪：18	83	52	20,880
				73	42	18,370
 0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38)	 MA004-01	1	外輪：18	74	52	18,620
				64	42	16,100
 0.2 ml 遠心チューブ (6.3×24)	 MA002-01PC	1	外輪：18	66	52	16,610
				56	42	14,090

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。