

表中の記号

表示について

メーカー略称

AST : 株式会社 アシスト
BDC : 日本ベクトン・ディッキンソン 株式会社
BEC : ベックマン・コールター 株式会社
COR : コーニングインターナショナル 株式会社
EIK : 栄研化学 株式会社
EPP : エッペンドルフ 株式会社
FLC : ファルコン/コーニングインターナショナル 株式会社
HER : Herolab GmbH Laborgeräte
HIT : 工機ホールディングス 株式会社
IED : 家田貿易 株式会社
INA : 株式会社イナ・オブティカ
IWA : イワキ/AGCテクノグラス株式会社
NAL : ナルジーン/サーモフィッシャーサイエンティフィック 株式会社
NEG : 日電理化硝子 株式会社
NUC : ヌンク/サーモフィッシャーサイエンティフィック 株式会社
SEK : 積水メディカル 株式会社
SIO : 塩野義製薬 株式会社
SUM : 住友ベークライト 株式会社
TER : テルモ株式会社
TOM : 株式会社 トミー精工
TRE : 株式会社 TOHO

材質

FEP : テフロンFEP	G : ガラス	HDPE : 高密度ポリエチレン
PA : ポリアロマー	PC : ポリカーボネート	PET : ポリエチレンテレフタレート
PP : ポリプロピレン	SS : ステンレス	PS : ポリスチレン
PSF : ポリサルフォン	PPCO : ポリプロピレン共重合体	

底形状

C : コニカル（円錐、先細） F : フラット（平底） R : ラウンド（丸底）

- ※ チューブ一覧に記載のチューブ仕様はチューブメーカーの公称値です。
- ※ チューブの仕様が変更された場合、表記の遠心条件で利用できないことがあります。
各メーカーに最新のチューブ仕様をご確認ください。