

微量高速冷却遠心機用スイングロータ



TMS-21 (MX-307,207)

適用遠心機	MX-307、MX-207
バケット架け数	4箇所/ロータ

バケット	最高回転数 [rpm]	バケット容量
 M0415-04	15,000	2 mlマイクロチューブ × 4本
 M0406-05	15,000	0.5 mlマイクロチューブ × 5本
 M0404-09	15,000	0.4 mlマイクロチューブ × 9本

使用チューブ一覧

バケット	チューブ (寸法φ×L mm)	最大本数 [本×箇所]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
			最大	最小	
 M0415-04	 2 ml 遠心チューブ (11×42)	4×4	73	35	18,370
	 1.5 ml 遠心チューブ (11×41)	4×4	71	35	17,860
 M0406-05	 0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31)	5×4	64	35	16,100
 M0404-09	 0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50)	9×4	79	33	19,880
	 0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38)	9×4	66	33	16,610

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。