

微量高速冷却遠心機用アングルロータ



TMA-22

適用遠心機:MX-307、MX-207

最高回転数:15,000rpm

最大遠心加速度:19,120G

チューブ穴角度:45deg

最大半径(Rmax1):76mm


最大半径(Rmax2):61mm

最小半径(Rmin1):44mm

最小半径(Rmin2):35mm

ロータ容量:2.0mlチューブ×18本(外輪)

0.5mlチューブ×18本(内輪)



使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプタ	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
			最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ (11×42)	—	外輪:18	76	44	19,120
 1.5 ml 遠心チューブ (11×41)	—	外輪:18	74	44	18,620
 0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31)	—	内輪:18	59	35	14,840
	 MA006-01	外輪:18	67	44	16,860
 0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50)	 MA004-01	外輪:18	76	44	19,120
 0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38)	 MA004-01	外輪:18	67	44	16,860
 0.2 ml 遠心チューブ (6.3×24)	 MA002-01PC	外輪:18	58	44	14,590

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。