


微量高速冷却遠心機用アングルロータ



TMA-25BH

適用遠心機:MX-307
 最高回転数:15,000rpm
 最大遠心加速度:19,120G
 チューブ穴角度:23deg
 最大半径(Rmax):76mm
 最小半径(Rmin):21mm
 ロータ容量:50mlチューブ×4本



使用チューブ一覧

チューブ						実容量 [ml]	最大本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心 加速度[G] (半径[mm])	備考
公称 容量 [ml]	メーカー 略称	型名・名称(材質)	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心 加速度 [G]					
50ml	NAL	3119-0050 (PPCO)	R	φ28.8×106.7	50,000	35	4	15,000	19,120(76)	
		3118-0050 (PC)	R	φ28.8×107.0	50,000					

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。