


微量高速冷却遠心機用アングルロータ



TMA-29

適用遠心機:MX-307, MX-207
 最高回転数:15,000rpm
 最大遠心加速度:21,130G
 チューブ穴角度:44deg
 最大半径(Rmax):84mm
 最小半径(Rmin):52mm
 ロータ容量:2.0mlチューブ×24本



使用チューブ一覧

| チューブ (寸法φ×L mm) | アダプタ | 最大本数 [本] | 半径[mm] | | 最大遠心 加速度[G] |
|--|--|-------------|--------|----|----------------|
| | | | 最大 | 最小 | |
|  2 ml 遠心チューブ (11×42) | - | 24 | 84 | 52 | 21,130 |
|  1.5 ml 遠心チューブ (11×41) | - | 24 | 82 | 52 | 20,630 |
|  0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31) |  MA006-01 | 24 | 74 | 52 | 18,620 |
|  0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50) |  MA004-01 | 24 | 84 | 52 | 21,130 |
|  0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38) |  MA004-01 | 24 | 75 | 52 | 18,870 |
|  0.2 ml 遠心チューブ (6.3×24) |  MA002-01PC | 24 | 66 | 52 | 16,610 |

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。