

微量高速冷却遠心機用アングルロータ



TMP-24

適用遠心機:MX-307、MX-207、MX-107

最高回転数:13,500rpm


最大遠心加速度:17,730G

チューブ穴角度:45deg

最大半径(Rmax):87mm

最小半径(Rmin):55mm

ロータ容量:2mlチューブ×24本



使用チューブ一覧

チューブ (寸法φ×L mm)	アダプタ	最大本数 [本]	半径[mm]		最大遠心 加速度[G]
			最大	最小	
 2 ml 遠心チューブ (11×42)	-	24	87	55	17,730
 1.5 ml 遠心チューブ (11×41)	-	24	86	55	17,530
 0.5 ml 遠心チューブ (7.9×31)	 MA006-01	24	78	55	15,900
 0.4 ml 遠心チューブ (5.7×50)	 A-004	24	86	55	17,530
 0.25 ml 遠心チューブ (5.7×38)	 A-004	24	77	55	15,690
 0.2 ml 遠心チューブ (6.3×24)	 MA002-01PC	24	69	55	14,060

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。