


多目的冷却遠心機用アングルローター


TOMY

CA-12

適用遠心機：CAX-571
 最高回転数：15,000rpm
 最大遠心加速度：20,630G
 チューブ穴角度：34deg
 最大半径（Rmax）：82mm
 最小半径（Rmin）：44mm
 ローター容量：5mlチューブ×12本



使用チューブ一覧

チューブ											
公称容量 [ml]	メーカー略称	型名・名称 (材質)	底形	寸法 [φ×Lmm]	許容遠心加速度 [G]	BARTコード	実容量 [ml]	最大本数 [本]	許容回転数 [rpm]	最大遠心加速度[G] (半径 [mm])	備考
 5ml	TOM	PT0050-11 (PP)	C	φ15×59	—	1	3.5	12	15,000	20,630(82)	

● イラストは商品イメージであり、実際の色合い、形状など異なる場合があります。